

STERZAMM



INDICAÇÃO

- Aspiração das vias aéreas através de cateter, sistema fechado de aspiração ou broncoscopia.
- Aspiração do conteúdo gástrico ou intestinal durante os exames de endoscopia e colonoscopia.

* Manômetro para visualização. Não incluso.

DESCRIÇÃO

- Frasco de PVC cristal rígido, graduado a cada 100 ml, com capacidade de 1.000ml.
- Tampa com rosca interna e válvula antirrefluxo com filtro bacteriológico.
- Rosca externa para conexão no vacuômetro.
- Extensão de PVC cristal com clamp e conector de PVC cristal e tampa protetora.
- Manômetro não incluso.
- Livre de látex
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1483	KIT STERZAMM 1000ml PLUS	E, V, Paciente 3/16" x 1,90m	10216350091	20

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula
E Estéril
NE Não estéril
V Com Válvula

Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300
CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777
Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br