

ZAMMIVAC



INDICAÇÃO

- Conjunto para aspiração por sucção contínua no pós-operatório.

DESCRIÇÃO

- Sistema de sucção contínua a vácuo, com reservatório de PE (polietileno) sanfonado e capacidade de 600ml.
- Drenos nos diâmetros 3,2mm, 4,8mm e 6,4mm.
- Fole graduado e conector em "Y" de PVC.
- Isento de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1102I	ZAMMIVAC 3,2mm - 10FR - 1/8"	3,2mm - 10FR - 1/8" AGULHA 151mm, 20° E 28°	10216350056	12/36
1112I	ZAMMIVAC 4,8mm - 14FR - 3/16"	4,8mm - 14FR - 3/16" AGULHA 151mm, 20° E 28°	10216350056	12/36
1123I	ZAMMIVAC 6,4mm - 18FR - 1/4"	6,4mm - 18FR - 1/4" AGULHA 148mm, 20° E 28°	10216350056	12/36

*Código do produto com I (i)

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula
 E Estéril
 NE Não estéril
 V Com Válvula

Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300
 CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777
 Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br