

UROZAMM STAR



INDICAÇÃO

- Coleta e mensuração de diurese do paciente sob cateterismo vesical.

DESCRIÇÃO

- Bolsa coletora de urina em sistema fechado, antirrefluxo, com capacidade de 2.000ml, com graduação a partir de 25ml.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

UROZAMM TOP



INDICAÇÃO

- Coleta e mensuração de diurese do paciente sob cateterismo vesical.

DESCRIÇÃO

- Bolsa coletora de urina em sistema fechado com capacidade de 2.000ml, graduada a partir de 25ml, com Câmara de Pasteur, válvula antirrefluxo com filtro hidrofóbico.
- Válvula de drenagem em "T" com coldre protetor.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
5195	UROZAMM STAR	E, Bolsa 2.000ml	10216359008	50
5190	UROZAMM TOP	E, Bolsa 2.000ml, Câmara Pasteur, filtro e valvula de descarte com protetor	10216350095	20

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula
 E Estéril
 NE Não estéril
 V Com Válvula

Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300
 CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777
 Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br

UROZAMM DIURESE HORÁRIA



INDICAÇÃO

- Para monitoramento e mensuração horária com precisão, para controle hídrico efetivo das eliminações vesicais em sistema fechado.

DESCRIÇÃO

- Conjunto de medição de diurese horária em sistema fechado, com câmara graduada rígida de resina com capacidade de 500 ml e bolsa de 2000ml.

- Válvula antirrefluxo integrada à bolsa coletora, que impede o refluxo de urina para a câmara de gotejamento.
- Controlador de fluxo para drenagem e esvaziamento na parte inferior da câmara de gotejamento.
- Dispositivo para a coleta de amostra de urina, que permite várias punções.
- Pinça de fixação antitração, que evita o tracionamento do cateter vesical pelo peso do sistema.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
5180	UROZAMM DH METER	E, camara rígida 500ml, bolsa 2.000ml	10216350092	10

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula
E Estéril
NE Não estéril
V Com Válvula

Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300
CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777
Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br