


IRRIGAZAMM DUO



INDICAÇÃO

Sistema indicado para aspiração e irrigação de cavidades em procedimentos de videolaparoscopia.

DESCRIÇÃO

- Extensão dupla em PVC atóxico de 1/4" x 3,0 m. Cor azul para irrigação e cristal para aspiração.
- Conector em PVC flexível 1/4".
- Estrangulador plano.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
8200	IRRIGAZAMM DUO	E, 1/4" x 3,0m, com conector graduado	10216359014	20

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula
E Estéril
NE Não estéril
V Com Válvula

Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300
CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777
Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br