

## MULTIZAMM MAX



Válvula antirrefluxo com filtro bacteriológico

### INDICAÇÃO

- Coleta de secreções e expurgo, através de aspiração.

### DESCRIÇÃO

- Frasco rígido de PVC cristal, graduado de 100/100ml, com capacidade de 2.000ml, 3.500ml e 5.000ml.
- Tampa com rosca rápida.
- Válvula antirrefluxo com filtro bacteriológico.

- Duas extensões de PVC cristal de 2,5m (via paciente e vácuo) com clamp, conector universal em PVC e adaptador de 1/4" na via de aspiração.
- Disponível para lipoaspiração em 2.000ml ou 3.000ml, via paciente e vácuo com 3m.
- Material atóxico e descartável.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO ou não estéril.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
15047	MULTIZAMM MAX 2000ml	E, V, Paciente 1/4"x 3,0m, Vácuo 1/4" x 3,0m, para lipo	10216350109	10
15057	MULTIZAMM MAX 3500ml	E, V, Paciente 1/4"x 3,0m, Vácuo 1/4" x 3,0m, para lipo	10216350109	18
15052	MULTIZAMM MAX 3500ml	E, V, Paciente 1/4" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350109	18
15152	MULTIZAMM MAX 3500ML NAO ESTERIL	NE, V, Paciente 1/4" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350110	20
15062	MULTIZAMM MAX 5000ml	E, V, Paciente 1/4" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350109	15
15162	MULTIZAMM MAX 5000ml NAO ESTERIL	NE, V, Paciente 1/4" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350110	18
15920	TAMPA ESTÉRIL PARA FRASCO MULTIZAMM PERDURA	E,V, Paciente 1/4" x 2,5m, Vácuo 3/16"x 2,5m	10216350118	30

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula  
E Estéril  
NE Não estéril  
V Com Válvula

#### Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300  
CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777  
Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br