

# physiodrain<sup>®</sup>

Sistema de Drenagem Torácica



## SISTEMA FISIOLÓGICO DE DRENAGEM TORÁCICA

- Sistema fechado
- Com válvula antirrefluxo
- Sem selo d'água


Imagem Ilustrativa

Physiodrain<sup>®</sup> é um sistema de drenagem torácica à seco com exclusiva válvula antirrefluxo Cartwheel<sup>®</sup> que permite a drenagem de ar ou líquido de forma segura e eficiente, restabelecendo a pressão negativa pleural fisiológica.



### PHYSIODRAIN<sup>®</sup>

Com sua válvula unidirecional Cartwheel<sup>®</sup> possibilita total expansão do pulmão de forma mais rápida e segura.




### OUTROS

A pressão gerada para expulsar o restante de ar não é suficiente para vencer a pressão do selo d'água maior que 2cmH<sub>2</sub>O, não permitindo a expansão completa do pulmão.



## POR QUE PHYSIODRAIN<sup>®</sup> É ÚNICO?

Sua exclusiva válvula **Cartwheel<sup>®</sup>** possui pressão de abertura próxima de zero, não permite refluxo e mantém o sistema fechado. Além disso é produzida com silicone bacteriostático que reduz o risco de contaminação\*.



### VÁLVULA CARTWHEEL<sup>®</sup>

- Válvula **unidirecional** não permite refluxo.
- Produzida em **silicone bacteriostático** mantém o sistema fechado e protegido.

\* Estudos realizados no Laboratório de Análises Zammi e Laboratório TECAM.

## Mais conforto e segurança para o paciente.

- Dispensa o uso de vácuo, que possibilita uma cicatrização mais rápida.
- Sistema fechado com válvula bacteriostática, reduz o risco de contaminação.
- Portátil, leve e de fácil manuseio, dispensa o uso de selo d'água e pode ser colocado em qualquer posição. Permite que o paciente utilize em sua residência.
- Reduz o período de internação e risco de infecção hospitalar.

Facilita a locomoção do paciente em ambiente ambulatorial e principalmente domiciliar.

Imagem Ilustrativa



Esterilizado a óxido de etileno.  
Isento de látex.  
Registro Anvisa 10216350106

| Código | Descrição                        |
|--------|----------------------------------|
| 11102  | Physiodrain® com bolsa de 1000ml |

Para mais informações e correta utilização do produto, consulte a instrução de uso.



**ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA**

R. Bernardo Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300

TEL: 21-2677-1500 | 11-5574-5767 | E-mail: faleconosco@zammi.com.br

[www.zammi.com.br](http://www.zammi.com.br)