

AVAZAMM



INDICAÇÃO

- Aspiração das vias aéreas através de cateter de aspiração, sistema fechado de aspiração ou broncoscopia.
- Aspiração gástrica ou enteral através de endoscopia ou colonoscopia.

DESCRIÇÃO

- Frasco rígido de PVC cristal, graduado em 50/50ml.
- Disponível em 250ml, 500ml, 1.000ml e 2.000ml.
- Válvula antirrefluxo com filtro bacteriológico.
- Livre de látex.
- Esterilizado em ETO ou não estéril.

| CÓDIGO | PRODUTO | DESCRIÇÃO | ANVISA | CAIXA |
|--------|-----------------------------------|--|-------------|-------|
| 1425 | KIT AVAZAMM 2000ml AR PLUS | NE, V, Paciente 1/4" x 3,0m, Vácuo 3/32" x 0,80m | 10216350070 | 10 |
| 1440 | KIT AVAZAMM 1000ml AR PLUS | E, V, Paciente 1/4" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 0,80m | 10216350091 | 20 |
| 1442 | KIT AVAZAMM 1000ml 3 VIAS AR PLUS | E, V, Paciente 1/4" x 1,50m (em Y), Vácuo 1/4" x 0,20m | 10216350091 | 15 |
| 1444 | KIT AVAZAMM 1000ml AR PLUS | NE, V, Paciente 3/16" x 1,20m, Vácuo 3/16" x 0,50m | 10216350070 | 25 |
| 1447 | KIT AVAZAMM 1000ml 2 VIAS AR PLUS | E, V, Paciente 1/4" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 1,50m | 10216350091 | 15 |
| 1485 | KIT AVAZAMM 1000ml AR PLUS | E, V, Paciente 3/16" x 2,50m, Vácuo com alça amarrada | 10216350091 | 15 |
| 1492 | KIT AVAZAMM 500ml AR PLUS | NE, V, Paciente 3/16" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 0,80m | 10216350070 | 30 |
| 1495 | KIT AVAZAMM 500ml AR PLUS | E, V, Paciente 3/16" x 1,50m, Vácuo 3/16" x 0,80m | 10216350091 | 25 |

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

SV Sem Válvula
 E Estéril
 NE Não estéril
 V Com Válvula

Zammi Instrumental EIRELI

Rua Bernardo de Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300
 CNPJ: 30.450.803/0001-09 - Inscrição Estadual: 82340777
 Tel.: 21 2677-1500 | 11-5574-5767 | zammi@zammi.com.br | www.zammi.com.br