



Indicação

1. Irrigação de alto fluxo em procedimentos de abordagem artroscópica.
2. Irrigação em cirurgias urológicas, com controle eficaz de sangramento.
3. Irrigação de cavidades e/ou perfusão de órgãos em cirurgias.

Descrição

1. Equipamento de PVC cristal com 2 ou 4 vias de extensão, com diâmetros de 1/4".
2. Cada via apresenta ponta perfuradora, tampa e pinça-fluxo.
3. Conector de PVC cristal na extremidade, com opção de conector luer lock.
4. Produto livre de látex.
5. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
81003	ARTROZAMM 2 VIAS	E, 1/4" x 1,6mm x 2,0m	10216350113	25
81006	ARTROZAMM 4 VIAS	E, 1/4" x 1,6mm x 2,0m	10216350113	15
81007	ARTROZAMM 4 VIAS	E, 1/4" x 1,6mm x 2,0m	10216350113	15

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.