

PREMERE

Bolsa Pressórica

A solução para infusão de fluidos.

- Bolsa de diâmetro ajustável para a pressurização de frascos flexíveis ou bolsas de solução salina.
- Filme plástico externo mais resistente e filme interno mais fino, permitem uma insuflação mais rápida e consistente. A bolsa envolve o frasco de soro em 360° que permite uma pressurização mais homogênea.
- Manômetro cromado com 60mm de diâmetro e escala personalizada de fácil visualização.
- Fechos em velcro, posicionados para não obstruírem a visualização do rótulo, facilitando a instalação do frasco de soro na bolsa.
- Bulbo de insuflação grande e tubo calibroso, para insuflação e esvaziamento mais rápidos.
- Durável e fácil higienização.
- Disponível em 500ml e 1000ml.



Código	Descrição	Anvisa	Caixa
7510	Bolsa Pressórica PREMERE 500ml	10216350119	1 / 6 / 16 / 48
7511	Bolsa Pressórica PREMERE 1000ml	10216350119	1 / 4 / 8 / 24

ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI

R. Bernardo Vasconcelos, 992 Parque Santa Lúcia, Duque de Caxias - RJ CEP: 25251-300

Tel: +55 21 2677-1500 | +55 11 5574-5767 | faleconosco@zammi.com.br

www.zammi.com.br