




## Indicação

1. Drenagem das cavidades intratorácicas (torácica, pleural e mediastinal).

## Descrição

1. Dreno de tórax radiopaco.
2. Livre de látex.
3. Esterilizado em ETO.
4. Fabricado em PVC com comprimentos de 0,40 m, 0,45 e 0,50 m, disponíveis nos calibres de 10 a 40 french.
5. Possui filamento radiopaco por toda a extensão e ponta atraumática. Inclui conector opcional para conexão com o sistema de drenagem.

| CÓDIGO | PRODUTO                                     | DESCRIÇÃO            | ANVISA      | CAIXA |
|--------|---------------------------------------------|----------------------|-------------|-------|
| 2201   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 10 | E, 10 Frenchs, 0,40m | 10216350112 | 1/600 |
| 2205   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 12 | E, 12 Frenchs, 0,40m | 10216350112 | 1/600 |
| 2210   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 14 | E, 14 Frenchs, 0,40m | 10216350112 | 1/600 |
| 2216   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 16 | E, 16 Frenchs, 0,40m | 10216350112 | 1/600 |
| 2220   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 18 | E, 18 Frenchs, 0,40m | 10216350112 | 1/600 |
| 2225   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 20 | E, 20 Frenchs, 0,40m | 10216350112 | 1/300 |
| 2230   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 22 | E, 22 Frenchs, 0,40m | 10216350112 | 1/300 |
| 2235   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 24 | E, 24 Frenchs, 0,45m | 10216350112 | 1/300 |
| 2240   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 26 | E, 26 Frenchs, 0,45m | 10216350112 | 1/300 |
| 2245   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 28 | E, 28 Frenchs, 0,45m | 10216350112 | 1/300 |
| 2250   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 30 | E, 30 Frenchs, 0,45m | 10216350112 | 1/300 |
| 2255   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 32 | E, 32 Frenchs, 0,45m | 10216350112 | 1/300 |
| 2260   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 34 | E, 34 Frenchs, 0,45m | 10216350112 | 1/300 |
| 2265   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 36 | E, 36 Frenchs, 0,45m | 10216350112 | 1/300 |
| 2270   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 38 | E, 38 Frenchs, 0,45m | 10216350112 | 1/300 |
| 2275   | DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM LT FS 40 | E, 40 Frenchs, 0,45m | 10216350112 | 1/300 |

**E** Estéril

**NE** Não estéril

**V** Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.