

EXTENSÃO PARA VIDEOLAPAROSCOPIA EXTENSÕES



PORTHOSP - REVZM08 | 02/2025

Indicação

1. Insuflador de CO2 para videolaparoscopia.

Descrição

1. Extensão de PVC cristal atóxico, com 1/4" e 3m
2. de comprimento.
3. Filtro para barreira bacteriana e viral.
4. Livre de látex.
5. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
8721	EXTENSÃO IVL	E, 1,4" x 1,6mm x 3,0m, conector flexível	10216350093	25

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.