



Indicação

1. Procedimento de aspiração de secreções e fluidos corporais em procedimentos cirúrgicos em ambiente hospitalar.
2. Redução do volume de descarte hospitalar e da quantidade de plástico descartado, além de otimização do espaço de armazenamento.

Descrição

1. Reservatório disponível nas capacidades de 1.000ml, 2.000ml e 3.000ml.
2. Válvula antirrefluxo com filtro bacteriológico, protegendo a rede de vácuo e evitando extravasamento durante o transporte.
3. Livre de látex, garantindo segurança para usuários sensíveis.
4. Sistema não estéril que permite um circuito interligado das bolsas em cascata.
5. Fácil manuseio e descarte seguro, minimizando o risco de contaminação.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1567	SUPORTE P/ COL. MULTIZAMM ECO 2000ml	SUPORTE P/ COL. MULTIZAMM ECO 2000	10216350094	1
1592	SUPORTE P/ COL. MULTIZAMM ECO 2000ml	NE, SV, Tampa Verde	10216350094	1
1596	MULTIZAMM ECO 1000ml VERDE c/ válvula	NE, V, Tampa Verde	10216350094	25
1599	FRASCO MULTIZAMM ECO 1000ML BRANCO	Frasco rígido com suporte de parede	10216350094	1
1507	MULTIZAMM ECO 2000ml	NE, SV, Tampa Branca	10216350094	25
1508	MULTIZAMM ECO 2000ml VERDE c/ válvula	NE, V, Tampa Verde	10216350094	25
1562	MULTIZAMM ECO 3000ml VERDE c/ válvula	NE, V, Tampa Verde	10216350094	25
1563	MULTIZAMM ECO 3000ml BRANCO	NE, V, Tampa Branca	10216350094	25

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.