



Indicação

1. Perfusão de órgãos para transplante.

Descrição

1. Equipo de PVC em duas vias, com diâmetro 1/4", pontas perfurantes mais tampas protetoras e pinça, corta fluxo reguladora em cada uma das vias.
2. Câmara gotejadora e conector em PVC em sua extremidade.
3. Livre de látex.
4. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
8130	PERFUZAMM 2 VIAS	E 1/4, extensão 2,4m (aproximadamente 2m + via soro 0,4)	10216350080	20

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.