



Indicação

1. Drenagem pleural com regulação da pressão de aspiração.
2. Auxilia no controle da pressão negativa constante.

Descrição

1. Fabricado em PVC cristal rígido, garantindo resistência e transparência para monitoramento seguro.
2. Capacidade de 1.500ml, com graduação precisa de 50/50ml e escala centimetrada.
3. Equipado com linha em PVC para vácuo, otimizando o fluxo de aspiração.
4. Contém linha em PVC com braçadeira e extensão, facilitando a conexão com frascos coletores.
5. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
3415	PLEUROZAMM	E, SV, 3 vias, Paciente 1/4" x 2m, Vácuo 1/4" 1,0m	10216359004	10

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.