



Indicação

1. Aspiração de secreções das vias aéreas ou conteúdo gástrico/intestinal.
2. Uso em procedimentos como broncoscopia, endoscopia e colonoscopia.
3. O frasco atende à norma ABNT NBR 12188:2016 (utilização entre 11,81 inHg e 18,11 inHg) de pressão de vácuo.

Descrição

1. Frasco de PVC cristal rígido, graduado a cada 100 ml, com capacidade de 1.000 ml.
2. Tampa com rosca interna e válvula antirrefluxo, equipada com filtro bacteriológico.
3. Rosca externa compatível com vacuômetro, garantindo conexão segura.
4. Extensão de PVC cristal, com braçadeira e tampa protetora.
5. Produto específico, livre de látex e esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1483	KIT STERZAMM 1000ml PLUS	E, V, Paciente 3/16" x 1,0mm x 1,90m	10216350091	20

*Manômetro para visualização. Não incluso.

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.