



Indicação

1. Drenagem torácica, mediastinal ou pleural

Descrição

1. Frasco de PVC cristal rígido, graduado a cada 50ml, disponível nas capacidades de 500ml, 1.000ml e 2.000ml.
2. Equipado com tampa de rosca rápida com 2 vias: uma para o paciente e outra para o ambiente.
3. Via do paciente com extensão de PVC cristal de 1,20m, estrangulador, corte fluxo e espiral plástica para evitar o acotovelamento.
4. Segunda via aberta para o ambiente, funcionando também como extensão do dreno.
5. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
6200	TOROZAMM S 500ml PVC	E, Selo d'água, Paciente 5/16" x 1,8mm x 1,20m	10216350066	12
6400	TOROZAMM S 1000ml PVC	E, Selo d'água, Paciente 5/16" x 1,8mm x 1,20m	10216350066	20
6601	TOROZAMM S 2000 ml PVC	E, Selo d'água, Paciente 5/16" x 1,8mm x 1,20m	10216350066	10

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.