



Indicação

1. Produto indicado para drenagem e coleta de urina em sistema fechado, com controle da diurese horária.
2. Não há contraindicação conhecida desse produto.

Descrição

1. Desenvolvido para coleta e armazenamento de urina com máxima segurança, ideal para controle de diurese horária.
2. Conta com 500ml em câmara tripla graduada rígida + 2000ml em bolsa coletora.
3. Possui torneira em "T" dobrável e descarga inferior para facilitar o esvaziamento.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
51100	UROZAMM 500 Advanced	E, Câmara Rígida 500ml, bolsa 2.000ml	10216350122	10

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.