



Indicação

1. Drenagem, coleta e mensuração em sistema fechado.

Descrição

1. Bolsa coletora de urina em sistema fechado , garantindo maior segurança e higiene.
2. Capacidade de 2.000ml , com graduação a partir de 25ml , permitindo precisão precisa.
3. Válvula antirrefluxo , que evita o retorno da urina e reduz o risco de infecção.
4. Tampa protetora , conforto seguro e higiênico.
5. Livre de látex e esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
5195	UROZAMM STAR	E, Bolsa 2.000ml	10216359008	50

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.