



Indicação

1. Drenagem, coleta e mensuração com filtro de barreira em sistema fechado.

Descrição

1. Bolsa coletora de urina em sistema fechado , garantindo segurança e controle no monitoramento da diurese.
2. Capacidade de 2.000ml , graduada a partir de 25ml , facilitando a medição exata do volume coletado.
3. Câmara de Pasteur com válvula antirrefluxo integrada , reduzindo riscos de contaminação e refluxo.
4. Válvula de drenagem em "T" com protetor frio , fornecimento de esvaziamento seguro e higiênico.
5. Livre de látex e esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
5190	UROZAMM SF - TOP	E, Bolsa 2.000ml, Câmara Pasteur, filtro e valvula de descarte com protetor	10216350095	20

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.