



## Indicação

1. Drenagem torácica, mediastinal ou pleural

## Descrição

1. Frasco de PVC cristal rígido, graduado a cada 50ml, disponível nas capacidades de 500ml, 1.000ml e 2.000ml.
2. Equipado com tampa de rosca rápida com 2 vias: uma para o paciente e outra para o ambiente.
3. Via do paciente com extensão de PVC cristal de 1,20m, estrangulador, corte fluxo e espiral plástica para evitar o acotovelamento.
4. Segunda via aberta para o ambiente, funcionando também como extensão do dreno.
5. Esterilizado em ETO.

| CÓDIGO | PRODUTO                | DESCRIÇÃO                                  | ANVISA      | CAIXA |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|-------------|-------|
| 6200   | TOROZAMM S 500ml PVC   | E, Selo d'água, Via Paciente 5/16" x 1,20m | 10216350066 | 12    |
| 6400   | TOROZAMM S 1000ml PVC  | E, Selo d'água, Via Paciente 5/16" x 1,20m | 10216350066 | 20    |
| 6601   | TOROZAMM S 2000 ml PVC | E, Selo d'água, Via Paciente 5/16" x 1,20m | 10216350066 | 10    |

**E** Estéril

**NE** Não estéril

**V** Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.