



## Indicação

1. Aspiração de secreções das vias aéreas através de vácuo.

## Descrição

1. Sistema adequado para aspiração de secreções.
2. Disponível em capacidades de 500 ml, 1000 ml e 2000 ml.
3. Livre de látex , minimizando riscos de alergia.
4. Esterilizado em ETO ou disponível em versão não esteril.
5. Válvula de segurança integrada para evitar transbordamento.
6. O frasco atende à norma ABNT NBR 12188:2016 (utilização entre 11,81 inHg e 18,11 inHg) de pressão de vácuo.

| CÓDIGO | PRODUTO                                    | DESCRIÇÃO                                           | ANVISA      | CAIXA |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1425   | KIT AVAZAMM 2000ml AR PLUS (KIT PARA LIPO) | NE, V, 1/4" x 1,6mm x 3,0m, 1/4" x 1,6mm x 3,0m     | 10216350070 | 10    |
| 1440   | KIT AVAZAMM 1000ML AR PLUS                 | E, V, 3/16" x 1,0mm x 1,20m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m  | 10216350091 | 20    |
| 1444   | KIT AVAZAMM 1000ML AR PLUS                 | NE, V, 3/16" x 1,0mm x 1,20m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m | 10216350070 | 25    |
| 1492   | KIT AVAZAMM 500ML AR PLUS                  | NE, V, 3/16" x 1,0mm x 1,20m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m | 10216350070 | 30    |
| 1495   | KIT AVAZAMM 500ML AR PLUS                  | E, V, 3/16" x 1,0mm x 1,20m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m  | 10216350091 | 25    |
| 1456   | KIT AVAZAMM 1000ML AR PLUS                 | E, V, 3/16" x 1,0mm x 1,90m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m  | 10216350091 | 20    |
| 1498   | KIT AVAZAMM 500ML AR PLUS                  | E, V, 3/16" x 1,0mm x 1,90m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m  | 10216350091 | 25    |

**E** Estéril

**NE** Não estéril

**V** Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.