

Insuflador Automático de Bolsa Pressórica

Premere Smart

Insuflador automático com bolsa pressórica dedicada, projetada para garantir pressurização contínua e precisa a 300 mmHg $\pm 2\%$, eliminando ajustes manuais e reduzindo falhas operacionais. O dispositivo é utilizado em procedimentos de aferição da pressão arterial invasiva, automatizando a manutenção da pressão e compensando a redução do volume causada pela infusão de soluções de forma estável. Composta por hardware robusto, resistente à exposição e queda de líquidos, com baixo consumo de energia e interface amigável para a equipe de saúde. Possui Display LCD para leitura digital e fixação segura em hastes de fácil operação, proporcionando manuseio prático e ágil.

Exclusividade Zammi

Tecnologia pioneira e única no mercado.

Mais segurança

Monitorização contínua e menor risco de perda de acesso arterial.

Praticidade

Dispensa ajustes manuais e otimiza o tempo da equipe.

Conforto

Reduz esforço repetitivo e falhas humanas.

Eficiência

Baixo consumo de energia e operação simples.

Confiança

Display digital para acompanhamento rápido e seguro.

Versatilidade

Compatível com bolsas pressóricas de 500 ml e 1000 ml.

Automação Inteligente

Pressurização contínua e precisa, sem ajustes manuais.



*Pressurização constante para
uma pressão invasiva segura*