

Artrozamm

Indicação

- 1.O Artrozamm é um produto estéril composto por 1 equipo, com 2 ou 4 vias de extensão, com comprimentos e diâmetros variados; vazadores com tampas protetoras, pinça corta fluxo em cada uma das vias e adaptador para conexão.
2. Produto indicado para irrigação de cavidades e/ou perfusão de órgãos em cirurgias, através da condução de soluções cristalóides para limpeza da cavidade cirúrgica, para distender a cavidade e mantê-la lavada de sangue e corpos (partículas), com o sangramento controlado.

Descrição

1. Produto de PVC com 2 ou 4 vias de extensão, com diâmetros de 1/4".
2. Cada via apresenta ponta perfuradora, tampa e pinça-fluxo.
3. Conector de PVC cristal na extremidade, com opção de conector luer lock.
4. Produto livre de látex.
5. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
81003	ARTROZAMM 2 VIAS	E, 1/4" x 1,6mm x 2,0m	10216350113	25
81006	ARTROZAMM 4 VIAS	E, 1/4" x 1,6mm x 2,0m	10216350113	15
81007	ARTROZAMM 4 VIAS	E, 1/4" x 1,6mm x 2,0m	10216350113	15

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.