


Avazamm

Indicação

1. Aspiração de secreções das vias aéreas através de vácuo.

Descrição

1. Sistema adequado para aspiração de secreções.
2. Disponível em capacidades de 500 ml, 1000 ml e 2000 ml.
3. Livre de látex , minimizando riscos de alergia.
4. Esterilizado em ETO ou disponível em versão não estéril.
5. Válvula de segurança integrada para evitar transbordamento.
6. O frasco atende à norma ABNT NBR 12188:2016 (utilização entre 11,81 inHg e 18,11 inHg) de pressão de vácuo.



CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1425	KIT AVAZAMM 2000ml AR PLUS (KIT PARA LIPO)	NE, V, 1/4" x 1,6mm x 3,0m, 1/4" x 1,6mm x 3,0m	10216350070	10
1440	KIT AVAZAMM 1000ML AR PLUS	E, V, 3/16" x 1,0mm x 1,20m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m	10216350091	20
1444	KIT AVAZAMM 1000ML AR PLUS	NE, V, 3/16" x 1,0mm x 1,20m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m	10216350070	25
1492	KIT AVAZAMM 500ML AR PLUS	NE, V, 3/16" x 1,0mm x 1,20m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m	10216350070	30
1495	KIT AVAZAMM 500ML AR PLUS	E, V, 3/16" x 1,0mm x 1,20m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m	10216350091	25
1456	KIT AVAZAMM 1000ML AR PLUS	E, V, 3/16" x 1,0mm x 1,90m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m	10216350091	20
1498	KIT AVAZAMM 500ML AR PLUS	E, V, 3/16" x 1,0mm x 1,90m, 3/16" x 1,0mm x 0,50m	10216350091	25

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.