

# Broncozamm

## Indicação

1. Coleta de amostra de secreção em broncoscopia e endoscopia.

## Descrição

1. Frasco coletor de PC cristal, graduado rígido.
2. Acompanha extensor de 15 cm para conexão à sonda.
3. Acompanha etiqueta adesiva para identificação do paciente e da amostra coletada.
4. Livre de látex.
5. Esterilizado em ETO

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1451	BRONCOZAMM	E, Broncozamm 120ml e 0,15m	10216350096	40

*E Estéril*

*NE Não estéril*

*V Com Válvula*

*Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.*