

# Caneta de marcação cirúrgica

## Indicação

Marcação precisa na pele dos pacientes antes de procedimentos cirúrgicos.

## Descrição

1. Tinta à base de violeta genciana , com propriedades antifúngicas e antibacterianas, garantindo assepsia no procedimento.
2. Não tóxico e não irritante , proporcionando conforto e segurança ao paciente.
3. Ponta de 1mm , ideal para traços finos e detalhados.
4. Acompanha régua de 12 cm , auxiliando na precisão das marcações.
5. Esterilizado por Raio Gama , garantindo maior segurança no uso.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
10452	CANETA P/ MARCAÇÃO CIRURGICA	E, REGULAR, PONTA 1MM	-	25

**E** Estéril

**NE** Não estéril

**V** Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.