

# Drenosuczamm

## Indicação

1. Aspiração em grandes cavidades, cirurgias ortopédicas e afastamento de órgãos.
2. Aspiração convencional em centro cirúrgico.

## Descrição

1. Ponteira rígida ou flexível para aspiração, com regulador de fluxo.
2. Extensão de PVC com 3 metros, com conector flexível.
3. Material atóxico.
4. Livre de látex, garantindo maior segurança.
5. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1230	DRENOSUCZAMM EXTRA 20/8	E, 20/8 x 3,0m   Ponteira rígida	10216350054	30
1222	DRENOSUCZAMM SOFT LONGO 18/7	E, 18/7 x 3,0m   Ponteira flexível	10216350054	30

*E Estéril*

**NE** Não estéril

**V** Com Válvula

*Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.*