

Drenozamm S

Indicação

1. Drenagem das cavidades intratorácicas (torácica, pleural e mediastinal).

Descrição

1. Dreno de tórax tubular radiopaco.
2. Livre de látex.
3. Esterilizado em ETO.
4. Fabricado em PVC com comprimentos de 0,40 m, 0,45 m e 0,50 m, disponíveis nos calibres de 10 a 40 French.
5. Possui filamento radiopaco por toda a extensão, ponta atraumática, flexibilidade controlada para permitir o clampeamento e marcações graduadas que auxiliam na visualização da profundidade de inserção

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA
25281	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 28 X 0,45M	E, 10 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25361	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 36 X 0,45M	E, 12 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25381	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 38 X 0,45M	E, 14 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25321	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 32 X 0,45M	E, 16 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25301	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 30 X 0,45M	E, 18 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25341	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 34 X 0,45M	E, 20 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25261	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 26 X 0,45M	E, 22 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25241	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 24 X 0,45M	E, 24 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25141	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 14 X 0,45M	E, 26 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25201	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 20 X 0,45M	E, 28 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25221	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 22 X 0,45M	E, 30 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25161	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 16 X 0,45M	E, 32 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25121	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 12 X 0,45M	E, 34 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25101	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 10 X 0,45M	E, 36 FRENCHS, 0,45M	10216359016
25401	DRENO DE TÓRAX TUBULAR - DRENOZAMM S FS 40 X 0,45M	E, 38 FRENCHS, 0,45M	10216359016

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.