

Extensão para Centro Cirúrgico

Indicação

1. Extensão para procedimentos cirúrgicos, condução de gases e aspiração.

Descrição

1. Extensão de PVC cristal transparente atóxico, em diferentes diâmetros e comprimentos.
2. Conectores de PVC flexível, graduado ou liso em suas extremidades.
3. Livre de látex.
4. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PRODUTO	ANVISA	CAIXA
9532	E, 5,6mm, 2,0m, conector flexível	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6 mm 2,0 m	10216359002	100
9543	E, 5,6mm, 3,0m, conector flexível	EXTENSÃO HOSPITALAR C C 5,6 mm - 3,0 m	10216359002	70
9544	E, 6,4mm, 3,0m, conector flexível	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 6,4 mm - 3,0 m	10216359002	50
9553	E, 5,6mm, 6,0m, conector flexível	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6 mm - 6,0 m	10216359002	35
9563	E, 5,6mm, 4,0m, conector flexível	EXTENSÃO HOSPITALAR CC 5,6 mm - 4,0 m	10216359002	60
9753	E, 9,5mm, 3/8" 2,5mm x 3,0m, conector liso	EXTENSÃO HOSPITALAR CC - 9,5 mm - 3,0 m - Lipo	10216359002	20

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.