

# Irrigazamm C

## Indicação

1. Produto indicado para irrigação de cavidades e/ou perfusão de órgãos em cirurgias com aplicação de técnicas de endoscopia.

## Descrição

1. Comprimento: 18 cm.
2. Livre de látex.
3. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
8125	IRRIGAZAMM C	E, 0,18cm	10216350077	250

*E* Estéril

*NE* Não estéril

*V* Com Válvula

*Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.*