

Multizamm Max

Indicação

1. Procedimento de aspiração de secreções e fluidos corporais em procedimentos cirúrgicos em ambiente hospitalar.
2. Coleta de secreções e expurgo através de aspiração.

Descrição

1. Frasco rígido de PVC cristal, graduado de 100/100ml, com capacidade de 2.000ml, 3.500ml e 5.000ml.
2. Tampa com rosca rápida com identificação da via paciente e válvula de segurança que interrompe a aspiração quando o frasco está cheio.
3. Válvula antirrefluxo com filtro bacteriológico, garantindo segurança durante o uso.
4. Duas extensões de PVC cristal (via paciente e vácuo) com estrangulador plano, conector flexível e conector reto.
5. Esterilizado em ETO.
6. O frasco atende à norma ABNT NBR 12188:2016 (utilização entre 11,81 inHg e 18,11 inHg) de pressão de vácuo.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
15047	MULTIZAMM MAX 2000ml	E, V, Paciente 1/4" x 3,0m, Vácuo 1/4" x 3,0m, para lipo	10216350109	10
15052	MULTIZAMM MAX 3500ml	E, V, Paciente 1/4" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350109	06
15152	MULTIZAMM MAX 3500ML NAO ESTERIL	NE, V, Paciente 1/4" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350110	06
15062	MULTIZAMM MAX 5000ML	E, V, Paciente 1/4" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350109	05
15920	TAMPA ESTÉRIL PARA FRASCO MULTIZAMM PERDURA	E, V, Paciente 1/4" x 2,50m, Vácuo 3/16" x 2,50m	10216350118	30

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.