

Perfuzamm 2 vias

Indicação

1. Produto indicado para perfusão de órgãos em cirurgias com aplicação de técnicas de endoscopia.

Descrição

1. Equipo de PVC em duas vias, com diâmetro 1/4", pontas perfurantes com tampas protetoras, pinça corta fluxo.
2. Livre de látex.
3. Esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
8130	PERFUZAMM 2 VIAS	E 1/4, extensão 2,4m (aproximadamente 2m + via soro 0,4)	10216350080	20

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.