

Pleurozamm

Indicação

1. Drenagem pleural com regulação da pressão de aspiração.

Descrição

1. Fabricado em PVC cristal rígido, garantindo resistência e transparência para monitoramento seguro.
2. Capacidade de 1.500ml, com graduação precisa de 50/50ml e escala centimetrada.
3. Equipado com linha em PVC para vácuo, otimizando o fluxo de aspiração.
4. Contém linha em PVC com braçadeira e extensão, facilitando a conexão com frascos coletores.
5. Esterilizado em ETO.
6. Livre de Látex.

| CÓDIGO | PRODUTO | DESCRIÇÃO | ANVISA | CAIXA |
|--------|------------|----------------------------------------------------|-------------|-------|
| 3415 | PLEUROZAMM | E, SV, 3 vias, Paciente 1/4" x 2m, Vácuo 1/4" 1,0m | 10216359004 | 10 |

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.