

Sterzamm

Indicação

1. Produto indicado para coleta de secreções, por aspiração das vias aéreas.
2. Uso em procedimentos como broncoscopia, endoscopia e colonoscopia.

Descrição

1. Frasco de PVC cristal rígido , graduado a cada 100 ml, com capacidade de 1.000 ml.
2. Tampa com rosca interna e válvula antirrefluxo , equipada com filtro bacteriológico.
3. Rosca externa compatível com vacuômetro , garantindo conexão segura.
4. Extensão de PVC cristal e tampa protetora.
5. Produto específico, livre de látex e esterilizado em ETO.
6. O frasco atende à norma ABNT NBR 12188:2016 (utilização entre 11,81 inHg e 18,11 inHg) de pressão de vácuo.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1483	KIT STERZAMM 1000ml PLUS	E, V, Paciente 3/16" x 1,0mm x 1,90m	10216350091	20

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.