

# Torozamm

## Indicação

1. Drenagem torácica, mediastinal ou pleural

## Descrição

1. Frasco de PVC cristal rígido, graduado a cada 50ml, disponível nas capacidades de 500ml, 1.000ml e 2.000ml.
2. Tubo interno com terminal biselado (selo d'água).
3. Via do paciente com extensão de PVC cristal de 1,20m e estrangulador e aspiral plástica para evitar o acotovelamento.
4. Esterilizado em ETO.
5. Livre de látex.



CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
6200	TOROZAMM S 500ml PVC	E, Selo d'água, Via Paciente 5/16" x 1,20m	10216350066	12
6400	TOROZAMM S 1000ml PVC	E, Selo d'água, Via Paciente 5/16" x 1,20m	10216350066	20
6601	TOROZAMM S 2000 ml PVC	E, Selo d'água, Via Paciente 5/16" x 1,20m	10216350066	10

*E* Estéril

*NE* Não estéril

*V* Com Válvula

Produtos sujeitos a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.