

Urozamm 500 Advanced

Indicação

1. Produto indicado para drenagem e coleta de urina em sistema fechado, com controle da diurese horária.
2. Não há contraindicação conhecida desse produto.

Descrição

1. Desenvolvido para coleta e armazenamento de urina com máxima segurança, ideal para controle de diurese horária.
2. Conta com 500ml em câmara tripla graduada rígida + 2000ml em bolsa coletora.
3. Possui torneira em "T" dobrável e descarga inferior para facilitar o esvaziamento.



| CÓDIGO | PRODUTO | DESCRIÇÃO | ANVISA | CAIXA |
|--------|----------------------|---------------------------------------|-------------|-------|
| 51100 | UROZAMM 500 Advanced | E, Câmara Rígida 500ml, bolsa 2.000ml | 10216350122 | 10 |

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.