

Urozamm SF Top

Indicação

- 1.O Urozamm SF-TOP é um produto desenvolvido para coletar e armazenar urina de pacientes em um sistema fechado, com capacidade de 2000 mL, graduada a partir de 25 mL.
- 2.O produto possui câmara de Pasteur com válvula antirrefluxo integrada e "vent" para entrada de ar com filtro bacteriológico.

Descrição

1. Bolsa coletora de urina em sistema fechado , garantindo segurança e controle no monitoramento da diurese.
- 2.Capacidade de 2.000ml , graduada a partir de 25ml , facilitando a medição exata do volume coletado.
- 3.Câmara de Pasteur com válvula antirrefluxo integrada , reduzindo riscos de contaminação e refluxo.
- 4.Válvula de drenagem em "T" com protetor frio , fornecimento de esvaziamento seguro e higiênico.
- 5.Livre de látex e esterilizado em ETO.

CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
5190	UROZAMM SF - TOP	E, Bolsa 2.000ml, Câmara Pasteur, filtro e valvula de descarte com protetor	10216350095	20

E Estéril

NE Não estéril

V Com Válvula

Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.

