

# Zammivac

## Indicação

1. Produto indicado para drenagem por sucção contínua.

## Descrição

1. Aspirador pós-operatório por sucção contínua.
2. Livre de látex, oferecendo maior segurança para pacientes com sensibilidades.
3. Esterilizado em ETO.
4. Drenos nos diâmetros de 3.2mm, 4.8mm e 6.4mm.
5. Acompanha Y universais, pinças e conectores Zammivac para fácil adaptação e incluídos



CÓDIGO	PRODUTO	DESCRIÇÃO	ANVISA	CAIXA
1102I	ZAMMIVAC 3,2mm - 10FR - 1/8"	E, 3,2mm - 10FR - 1/8" AGULHA 10FR, 20° E 28°	10216350056	12
1112I	ZAMMIVAC 4,8mm - 14FR - 3/16"	E, 4,8mm - 14FR - 3/16" AGULHA 14FR, 20° E 28°	10216350056	12
1123I	ZAMMIVAC 6,4mm - 18FR - 1/4"	E, 6,4mm - 18FR - 1/4" AGULHA 18FR, 20° E 28°	10216350056	12

*E Estéril*

*NE Não estéril*

*V Com Válvula*

*Produtos sujeito a alteração sem aviso prévio. Consulte-nos sobre disponibilidade.*